



**Soft Care® MED**

**H5**

## Dezinfekčný prostriedok na ruky

### Popis

Soft Care MED je bezoplachový dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu (71,5%). Má uplatnenie v zdravotníctve, tiež pri ošetrovaní rúk pracovníkov, ktorí prichádzajú do priameho styku s potravinami a je vhodný aj pre chirurgickú dezinfekciu.

### Kľúčové vlastnosti

- Dezinfekčný prostriedok na ruky na báze zmesi isopropanolu a n-propanolu. Táto zmes alkoholov vytvára veľmi efektívnu dezinfekciu, ktorá je vysoko účinná proti rezidentným a prechodným mikroorganizmom na pokožke, ako sú baktérie a plesne.
- Obsahuje zahusťovadlá pre získanie vyššej viskozity. Gély s podobnými vlastnosťami ako Soft Care MED majú tak predĺženú kontaktnú dobu s pokožkou a dosahujú tak lepšiu účinnosť.
- Obsahuje hydratačnú zložku pre poskytnutie dlhotrvajúcej ochrany.
- Kompatibilita s pokožkou dermatologicky testovaná.

### Výhody

- Obsahuje zmes izopropanolu a n-propanolu, vysoko účinná dezinfekcia.
- Vhodný pre hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk.
- Bez parfumácie (vhodný pre použitie v potravinárskom priemysle).
- Obsahuje hydratačnú zložku, pokožku neдрáždí ani nevysušuje.
- Biologická odbúrateľnosť.

### Návod na použitie

Aplikujte 5 ml prostriedku Soft Care MED na čisté a suché ruky. Dôkladne rozotierajte po pokožke. Venujte zvláštnu pozornosť prstom, nechtom a priestoru medzi prstami. Soft Care MED sa odparí a pokožka zostane príjemne hebká a vláčna.

Pre chirurgickú dezinfekciu dôkladne rozotierajte Soft Care MED po rukách a predlaktí po dobu 2 minút. Prídávajte dávky Soft Care MED, aby pokožka zostala po celú dobu aplikácie dokonale mokrá.

**Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.**



*\*Dávkovanie je stanovené na základe optimálnych podmienok, jednotlivé odporúčania sa preto môžu líšiť. Optimálne použitie a dávkovanie stanoví na mieste odborný poradca Diversey.*



**Soft Care® MED**

**H5**

#### Technické údaje

Vzhľad: číry bezfarebný gél

Merná hmotnosť (20°C): 0,85

Viskozita (m.Pas; 25°C): 100

Účinné látky: obsah alkoholu: 71,5g (71,5%) propan-2-ol na 100g

*Vyššie uvedené hodnoty sú typické pre bežnú výrobu, ale nemožno ich považovať za špecifikáciu.*

#### Bezpečná manipulácia a skladovanie

Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch mimo extrémnych teplôt (teplota >0°C a <30°C). Ďalšie údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na stránkach [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com).

Zvyšky prípravku zneškodnite bezpečným spôsobom, konzultuje s firmou zaoberajúcou sa likvidáciou odpadov. Obaly sú vyrobené z materiálu vhodného na energetické zhodnotenie. Dodržujte platné právne predpisy o odpadoch a obaloch. Obaly nepoužívajte opakovane!

#### Účinnosť

Soft Care MED bol rozsiahlo testovaný a spĺňa nasledujúce európske normy:

EN 1500 (15 sekúnd, 5 ml)

EN 13727 (čisté podmienky, 15 sekúnd)

EN 13727 MRSA (čisté podmienky, 15 sekúnd)

EN 13624 účinnosť proti kvasinkám (čisté podmienky, 15 sekúnd)

EN 1275 (čisté podmienky, 15 sekúnd)

EN 1276 (čisté podmienky, 30 sekúnd)

EN 1650 účinnosť proti kvasinkám (čisté podmienky, 15 sekúnd)

EN 14348 (čisté podmienky, 15 sekúnd)

EN 12791 (120 sekúnd; dokonale zmočené ruky po dobu 2 minút)

EN 14476 (čisté podmienky, 15 sekúnd)

Soft Care MED prešiel dôkladnými dermatologickými testami, ktoré potvrdzujú, že Soft Care MED má dobrú kompatibilitu s pokožkou.